

LABORATOIRE BIOCHIMIE	LISTE	LIS-TC-13-v04
	Liste et Programme de passage des paramètres par séries	<i>Date d'application :</i> 02/01/2017 <i>Page : 1/1</i>

Analyse	Prélèvement	Jour du passage
Homocystéine	Tube EDTA ou sec	Mardi (1semaine / 2) 1^{er} et 3^{ème} mardi du mois
25 OH D	Tube héparine ou sec	Mercredi (1semaine / 2) 1^{er} et 3^{ème} mercredi du mois Calibration stable 1 mois
CA 125	Tube héparine ou sec	Jeudi (1semaine / 2) 1^{er} et 3^{ème} jeudi du mois
Acide Folique	Tube sec ou héparine	Mercredi (1semaine / 2) 2^{ème} et 4^{ème} mercredi du mois
Vitamine B12	Tube sec ou EDTA	
Testostérone	Tube héparine ou sec	Jeudi (1semaine / 2) 2^{ème} et 4^{ème} jeudi du mois Pour l'E2 Vérifier avant la date du changement de la solution d'activation
Œstradiol	Tube héparine ou sec	