

SERODIAGNOSTIC DE LA TOXOPLASMOSE

Condition de prélèvement : sang total sur tube sec. Il n'est pas indispensable d'être à jeun.

Remarque : Des prélèvements successifs (à trois semaines d'intervalle environ) peuvent éventuellement être réalisés pour suivre l'évolution du taux des anticorps. Dans ce cas il est fortement conseillé d'effectuer ces dosages toujours dans le même laboratoire afin de pouvoir comparer les taux.

Délais de rendu des résultats : Après 7 jours du prélèvement